

Szyna do kaniuli tętnicy promieniowej – CH\_67

---

**WSKAZANIE**

Szyna do kaniuli tętnicy promieniowej.






**ELASTYCZNY**



**ŚWIATŁO**



**PERFOROWANY**



**PRZEZROCZYSTY**



**ZMYWALNY**

## **Aplikacja i regulacja**

Tylko do użytku szpitalnego!

Szczegóły produktu

## **PREMIUM FORTE**

**M (średni)**

---

### **Pomiar**

Szerokość dłoni

8 cm

---

### **Numer REF / zamówienia**

676 111 181

Tworzywo

Pianka polietylenowa (PE), welur poliamidowy (PA), bawełna, aluminium faliste i perforowane (EN AW-1050A)